

Utprovningsprotokoll

Liko Trygghetsväst, mod. 93, 94

Brukarens namn:

Personnr:


Utprovningsdatum:

Förskrivare:


Artikelnr, märkning:

Lyftbygel: Trygghetsvästen används till Sabina II 350 Lyftbygel.

Tillbehör: Polster Stussband Ögleclips




Mod. 93




Mod. 94

Detta utprovningsprotokoll ersätter inte lyftselens bruksanvisning vilken går att ladda hem från www.liko.se


Val av bandögla på yttervästen



Koppling av ögleband



Inställning av ögleband



- Liksidigt
Använd öglebandens
___ ögla räknat från
yttersta ögla
- Oliksidigt
___ ögla höger
___ ögla vänster
Räknat från yttersta
ögla.

Övrigt

.....

.....

.....

.....

Tvättråd



Torktumling avrådes.

Studera alltid tvättråden på lyftselens märklapp innan tvätt!

För komplett skötselråd se dokument Skötselråd för Likos lyftselar på www.liko.se