

Utprovningsprotokoll

Amputationssele, mod. 70,75

Brukarens namn:

Personnr:

Utprovningsdatum:


Förskrivare:

Artikelnr, märkning:

Tygval: Polyester Nätpolyester

Lyftbygel:


Tillbehör: Polstringshylsa benstöd




Detta utprovningsprotokoll ersätter inte lyftselens bruksanvisning vilken går att ladda hem från www.liko.se

Koppling av benstöd

Vanligaste alternativen




Omlott under båda benen.




Benstöden korsade.

Undantagsfall



Vardera ben kopplat för sig.

Armarnas placering



Armarna skall alltid vara på insidan

Övrigt

.....

.....

.....

.....

Tvättråd



Torktumling avrådes.

Studera alltid tvättråden på lyftselens märklapp innan tvätt!

För komplett skötselråd se dokument Skötselråd för Likos lyftselar på www.liko.se