

Utprovningsprotokoll

Liko Hygiensele, mod. 50, 55

Brukarens namn:

Personnr:

Utprovningsdatum:


Förskrivare:

Artikelnr, märkning:

Lyftbygel:


Tillbehör: Polstringshylsor för axelband Polstringshylsor för benstöd Ögleclips

Mod. 55
(med huvudstöd)




Detta utprovningsprotokoll ersätter inte lyftselens bruksanvisning vilken går att ladda hem från www.liko.se

Inställning av ögleband



- Liksidigt
Använd öglebandens
___ ögla räknat från
yttersta ögla
- Oliksidigt
___ ögla höger
___ ögla vänster
Räknat från yttersta
ögla.

Inställning av benstöd



Koppling på lyftbygel

Koppla banden på bygel
i följande ordning:

- Öglebanden
- Benstödens
bandöglor
- Avlastningsbanden

Övrigt

.....

.....

.....

.....

Tvättråd



Torktumling avrådes.

Studera alltid tvättråden på
lyftselens märklapp innan tvätt!

För komplett skötselråd se dokument Skötselråd för Likos lyftselar på www.liko.se