

Utprovningsprotokoll

Liko Komfortsele, mod. 30,31,35,36

Brukarens namn:

Personnr:


Utprovningsdatum:

Förskrivare:

Artikelnr, märkning:


Tygval: Bomull Nätpolyester Plastad nätväv

Lyftbygel:




Detta utprovningsprotokoll ersätter inte lyftselens bruksanvisning vilken går att ladda hem från www.liko.se

Applicering




Selen appliceras **alltid** med brukaren i liggande position.



Placera lyftselens nederkant nära brukarens knäveck.

Armarnas placering



Armarna skall alltid vara på insidan

Övrigt

.....

.....

.....

.....

Tvättråd



Torktumling avrådes.

Studera alltid tvättråden på lyftselens märklapp innan tvätt!

För komplett skötselråd se dokument Skötselråd för Likos lyftselar på www.liko.se