

Utprovningsprotokoll

Liko Lyftbyxa, mod. 92

Brukarens namn:

Personnr:


Utprovningsdatum:

Förskrivare:

Artikelnr, märkning:


Lyftbygel:

Lyfttillbehör: Fjädrar Polstringshylsor för axelband Ögleclips




Detta utprovningsprotokoll ersätter inte lyftselens bruksanvisning vilken går att ladda hem från www.liko.se

Koppling genom öglebanden



Dra igenom bakre upphängningsbanden genom öglebandens _____ ögla räknat från yttersta ögla.

Koppling av upphängningsband



Koppla på upphängningsbanden i den

- yttersta bandögla
- innersta inställningen

Övrigt

.....

.....

.....

.....

Tvättråd



Studera alltid tvättråden på lyftselens märklapp innan tvätt!

För komplett skötselråd se dokument Skötselråd för Likos lyftselar på www.liko.se