

# Utprovningsprotokoll

## Liko Lyftväst, mod. 60, 64

Brukarens namn: .....

Personnr: .....

Utprovningsdatum: .....


Förskrivare: .....

Artikelnr, märkning: .....

Tygval:  Polyester  Plastad nätväv


Lyftbygel: .....

Lyfttillbehör:  Fjädrar  Grenband  Polstringshylsor för axelband  Öggleclips



**Detta utprovningsprotokoll ersätter inte lyftselens bruksanvisning vilken går att ladda hem från [www.liko.se](http://www.liko.se)**

### Inställning av öggleband




Liksidigt

Använd ögglebandens  
\_\_\_\_\_ ögla räknat från  
yttersta ögla

Oliksidigt

\_\_\_\_\_ ögla höger  
\_\_\_\_\_ ögla vänster  
Räknat från yttersta  
ögla.

### Koppla banden



Koppla banden på bygel  
i följande ordning:

1. Ögglebanden
2. Avlastningsbanden

### Övrigt

.....

.....

.....

.....

### Tvättråd



Torktumling avrådes.

Studera alltid tvättråden på  
lyftselens märklapp innan tvätt!

För komplett skötselråd se dokument Skötselråd för Likos lyftselar på [www.liko.se](http://www.liko.se)